

CORTADORA METALGRÁFICA CM100B

Cortadora de bancada de construção resistente, com capacidade de corte até 100 mm de diâmetro e acionamento do corte através de alavanca de ação lateral, deslocando o disco contra a amostra a ser cortada. Eficiente sistema de morsa **dupla** para fixação do corpo de prova com acionamento interno e mordente em aço inoxidável. Tampa com visor em policarbonato para que seja possível visualizar o corte e ao mesmo tempo proteger o operador, com dispositivo de segurança que desliga automaticamente o motor quando aberta durante o processo de corte e iluminação interna. Sistema de refrigeração composto por reservatório com capacidade para 50 litros e bomba de recirculação, utilizando água com aditivo antioxidante refrigerante para evitar aquecimento excessivo, o que poderia alterar as características estruturais da amostra. **Todas as partes externas e internas da cortadora e do reservatório são confeccionadas em alumínio e protegidas com pintura eletrostática a pó, oferecendo excelente resistência à corrosão.**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
LARGURA	530 mm
PROFUNDIDADE	600 mm
ALTURA	750 mm
PESO	58 Kg
TENSÃO	220/380/440 v trifásico
POTÊNCIA DO MOTOR	3.0 CV 2250 W
DIÂMETRO DO CORTE	100 mm
MEDIDAS DO DISCO	305 / 2,0 / 32



SISTEMA DE MORSAS