

CORTADORA METALGRÁFICA CMA70

Cortadora de bancada de construção resistente, com capacidade de corte até 70 mm de diâmetro e acionamento do corte automático, deslocando a amostra de encontro ao disco, através de um atuador elétrico com velocidade variável e regulável, que aciona o fuso da mesa pressionando a peça contra o disco em leves movimentos pulsantes, oferecendo melhor refrigeração no ponto de corte e evitando aquecimento excessivo da amostra. A velocidade de avanço do corte é ajustada através de potenciômetro localizado no painel frontal.

Tampa com visor em policarbonato para que seja possível visualizar o corte e ao mesmo tempo proteger o operador, com dispositivo de segurança que desliga automaticamente o motor quando aberta durante o processo de corte e iluminação interna. Sistema de refrigeração composto por reservatório com capacidade para 50 litros e bomba de recirculação, utilizando água com aditivo antioxidante refrigerante para evitar aquecimento excessivo, o que poderia alterar as características estruturais da amostra. **Todas as partes externas e internas da cortadora e do reservatório são confeccionadas em alumínio e protegidas com pintura eletrostática a pó, oferecendo excelente resistência à corrosão.**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
LARGURA	650 mm
PROFUNDIDADE	650 mm
ALTURA	550 mm
PESO	52 Kg
TENSÃO	220/380/440 V trifásico
POTÊNCIA DO MOTOR	2.0 CV 1500 W
DIÂMETRO DO CORTE	70 mm
MEDIDAS DO DISCO	250 / 1,5 / 32



SISTEMA DE MORSAS