

MICROSCÓPIO DIGITAL PORTÁTIL TEC-313T

Microscópio digital portátil de alta definição para captura de imagem e vídeo, com conexão de alta velocidade através de porta USB 2.0, projetado para uso profissional nos mais diversos seguimentos, com aumento de 10X – 200X contínua e iluminação através de 8 LEDs brancos.

Caracterizado com um recurso instantâneo de registro de imagem através do MicroTouch (toque), o que facilita o processo de captura da imagem.

Acompanha poderoso software “TEC CAPTURE”, com sistema de medição precisa e calibração feita automaticamente pelo software, sendo necessário apenas digitar a quantidade de vezes que a imagem está sendo aumentada.

Especificações Técnicas

- Definição: 640 X 480 pixels
- Ampliação ajustável: 10X - 200X
- Iluminação por 8 LEDs brancos (configuração dos LEDs controlada via software)
- MicroTouch Instantâneo
- Taxa do quadro: até 30 fps
- Relação: Transmissão de alta velocidade da imagem do USB (PC)
- Dimensão: 10cm (altura) *3.2CM
- Peso: 90g
- Software: Tec Capture com potencialidade de medida (várias ferramentas)
- Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows Vista, edição x64 profissional de XP, XP, 2000, ME, 98SE, ou usuário de Windows 2003

