



DISPOSITIVO DE POLIMENTO MÚLTIPLO - DPM

DPM - TECLAGO

- ⇒ Planicidade no lixamento das amostras;
- ⇒ Gotejador para alumina ou diamante em suspensão;
- ⇒ Pintura eletrostática a pó, oferecendo excelente resistência a corrosão;
- ⇒ Pesos individuais de até 500g (5 pesos de 100g);
- ⇒ Sistema de gotejamento com ajuste de vazão proporcionando aplicar a alumina ou o diamante em suspensão na medida certa, evitando desperdício de material;
- ⇒ Praticidade e excelentes acabamentos;
- ⇒ Recipiente com capacidade para 250ml de produto para polimento;
- ⇒ Rotação obtida de até 1200 RPM;
- ⇒ Espessura mínima da amostra 5mm. Ideal acima de 10mm;
- ⇒ Garantia de 12 (doze) meses.

Especificações da Máquina:

- Facilmente adaptável em politrizes e destinado a polir ou lixar até seis amostras com 30mm de diâmetro ou 4 amostras com 40mm de diâmetro simultaneamente, oferecendo um movimento oscilante sobre a superfície do prato da politriz.
- As amostras giram excentricamente sobre a superfície do prato em seus alojamentos, sendo carregadas individualmente com pesos de até 500g (5 pesos de 100g sobre cada amostra).
- Possui gotejador pa alumina ou diamante em suspensão, com controle de vazão e frasco reservatório.
- Ajustável em qualquer posição sobre o prato de polimento, seu sistema de apoio permite ajuste nas três posições X, Y, e Z.



DPM adaptado em uma politriz



*Imagem do modelo para 6 amostras de Ø30mm

*Fotos apenas ilustrativas, a configuração do equipamento pode sofrer algumas alterações sem comprometer seu funcionamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA	240mm
PROFUNDIDADE	180mm
ALTURA	240mm
PESO	4 kg
AMOSTRAS	6 de 30mm ou 4 de 40mm

Tel: (11) 4158-9225 / (11) 4158-4225
Email: teclago@teclago.com.br

www.teclago.com.br

