



## ESTEREOMICROSCÓPIO PROFISSIONAL TRINOCULAR - ME200TR

### ME200TR - TECLAGO

- ⇒ Sistema de iluminação embutida Duplo - Iluminador LED de alto brilho 2w com ajuste de intensidade;
- ⇒ Iluminação: Refletida e transmitida equipada com sistema LED com controles individuais de intensidade luminosa;
- ⇒ Alimentação bivolt automático 85-240v ~ 0.85/0.45A 50/60Hz;
- ⇒ Focalização: Manual com duplo comando lateral;
- ⇒ Tubo de Observação: Tipo Trinocular; Comando amplo de 22mm; Inclinado à 45°; Faixa de ajuste da distância interpupilar: 55mm - 75mm;
- ⇒ Objetiva Zoom: 0,8x - 5x;
- ⇒ Dimensões Aproximadas:  
Montado: 380mm (A) x 300mm (A) x 300mm (L);  
Na embalagem: 510mm (A) x 360mm (P) x 350mm (L);
- ⇒ Peso aproximado:  
Montado: 6,5kg;  
Na embalagem: 7,5kg;
- ⇒ Manual em Português (Brasil);
- ⇒ Garantia de 12 (doze) meses.

#### Especificações da Máquina:

- Estereomicroscópio Profissional Trinocular ME200TR (entrada específica para câmera de captura) uso profissional comumente utilizado para educação, inspeção industrial, pesquisa, análise de solda e outros.
- Equipamento de categoria superior com grande robustez e sistema óptico de alto desempenho produzindo imagens nítidas em qualquer ampliação.
- Equipado com dupla iluminação (Transmitida e refletida) por sistema de LED com controles independentes de intensidade luminosa.
- Qualidade óptica: Lentes objetivas parfocais acromáticas com sistema zoom regulável na faixa de 8 à 50 vezes de aumento combinadas com oculares de campo amplo (20mm) de 10x de aumento e sistema óptico tipo Greenough. Duplo ajuste de dioptria e interpupilar de 55mm à 75mm. Aumento máximo 200x (combinado com lentes auxiliares 2x e oculares 20x \*Vendidas separadamente).
- Conforto: O designe ergônomico resistente a vibração e o sistema de iluminação de desempenho superior tornam os Estereomicroscópios Bioptika L60 LED ideais para visualizações de longa duração. A iluminação por LED produz luz de cor natural constante e sem variações exigindo menos esforço dos olhos. Cabeçote com inclinação de 45°.
- Tubo Ocular Aprimorado: Tubo ocular inclinado em 45° que garante uma visualização confortável para operadores de qualquer biótipo. Permitindo um ajuste interpupilar de 55 à 75mm.



Dioptria e interpupilar de 55mm à 75mm



Dupla iluminação (transmitida e refletida) por sistema de LED com controles independentes de intensidade luminosa



\*Fotos apenas ilustrativas, a configuração do equipamento pode sofrer algumas alterações sem comprometer seu funcionamento.

Tel: (11) 4158-9225 / (11) 4158-4225  
Email: [teclago@teclago.com.br](mailto:teclago@teclago.com.br)

[www.teclago.com.br](http://www.teclago.com.br)