



# RESERVATÓRIO PARA EMBUTIDORAS RE 14000

## RESERVATÓRIO - TECLAGO

- ⇒ Fabricado em termoplástico com excelente resistência a corrosão;
- ⇒ Reservatório disponível na versão de 30 litros;
- ⇒ Reservatório fabricado com alças laterais para facilitar o transporte;
- ⇒ Possível utilizá-lo em qualquer Embutidora com resfriamento à base de água;
- ⇒ Possui um sistema de borbulhamento utilizando fluxo de retorno afim de antecipar o resfriamento do líquido do reservatório.

Atende a ISO 14000- Sistema de Gestão Ambiental.


O equipamento evita o desperdício de água

- ⇒ fazendo-a recircular durante o processo de resfriamento, reduzindo a 1% o consumo de água do mesmo;

Garantia de 12 (doze) meses.

### Especificações:

- Reservatório fabricado em termoplástico com excelente resistência a corrosão. Tensão 220v monofásico.
- O reservatório é fabricado com excelente sistema de vedação e está disponível na versão de 30 litros.
- Possível utilizá-lo em qualquer Embutidora com resfriamento à base de água. Possui um sistema de borbulhamento utilizando o fluxo de retorno afim de antecipar o resfriamento do líquido do reservatório.
- Atende a norma ISO 14000 - Sistema de Gestão Ambiental. O equipamento evita o desperdício de água fazendo-a recircular durante o processo de resfriamento, reduzindo a 1% o consumo de água do mesmo.



Este equipamento atende as normas:



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPRIMENTO	450 mm
LARGURA	400 mm
ALTURA	290 mm
PESO	3.40 kg
TENSÃO	220V Mono
POTÊNCIA	30 W
VAZÃO	30 litros

Tel: (11) 4158-9225 / (11) 4158-4225  
Email: [teclago@teclago.com.br](mailto:teclago@teclago.com.br)

[www.teclago.com.br](http://www.teclago.com.br)