



## BANCADA PARA LABORATÓRIO — TECLAGO


### BANCADA - TECLAGO

- ⇒ Estrutura em tubo quadrado com pintura eletrostática a pó, garantindo alta durabilidade e resistência a corrosão;
- ⇒ Tampo em ardósia polida, visual moderno, fácil limpeza e resistente a determinados produtos;
- ⇒ Circuitos elétricos integrados na bancada, para ligação dos equipamentos;
- ⇒ Tubulação de entrada de água com torneira para abastecimento do reservatório de cortadoras metalográficas;
- ⇒ Tubulação de esgoto incorporada a bancada;
- ⇒ Cubas em inox que possibilitam lavar peças e é resistente há certos tipos de produtos químicos;
- ⇒ Torneiras em ABS de alta qualidade;
- ⇒ Pés emborrachados com sistema de nivelamento;
- ⇒ Atende vários tipos de laboratórios;
- ⇒ Possibilidade de fabricação sob medida;
- ⇒ Fácil instalação;
- ⇒ Garantia de 12 (doze) meses.

Bancada para laboratório fabricada com estrutura em tubos quadrados de aço com pintura eletrostática a pó resistente a corrosão e com tampo em ardósia polida. Bancada com cubas em aço inox e torneiras em ABS de alta qualidade.

A bancada Teclago pode ser utilizada em laboratórios de análise metalográfica, análise de solda entre outros e possui tubulação de entrada de água, saída de esgoto e circuitos elétricos incorporados para ligação dos equipamentos.

Também conta com pés emborrachados com regulagem para nivelamento. Podemos fabricar a bancada sob medida, consulte nosso departamento comercial.



**\* A bancada não inclui os equipamentos, foto apenas ilustrativa.**



| DIMENSÕES   |         |
|-------------|---------|
| LARGURA     | 1000 mm |
| COMPRIMENTO | 3500 mm |
| ALTURA      | 850 mm  |

Tel: (11)4158-9225  
Email: [teclago@teclago.com.br](mailto:teclago@teclago.com.br)

[www.teclago.com.br](http://www.teclago.com.br)